

Boîte de protection pointes de pipette et microtubes à centrifuger

Ref. AZL-BPROTC



Boîte de protection pour pointes de pipette et micro-tube à centrifuger: Boîtes de protection contre les radiations Beta, AC. Gamme complète de boîtes réalisées en acrylique. Épaisseur 10mm. Protection contre les radiations Beta des produits contaminés.

- Dimensions: (L x l x H): 150 x 150 x 150mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration