

## **Ecran de protection incurvé contre les radiations Beta**

**Ref. AZL-ECPROTI**



Ecran de protection incurvé contre l'émission des radiations Beta: Ces écrans de grande qualité réalisés en acrylique de 10 mm protègent contre l'émission des radiations Beta. Le modèle légèrement incurvé permet une position de travail confortable lors des manipulations ou de l'observation des échantillons;

- Dimensions: Largeur totale: 150mm; Hauteur: 445mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration