

Sachets de sécurité TRANSBAG

Réf. SOC-TRANSBAG



Sachets de sécurité: TRANSBAG:

- Préconisation = 5 tubes à prélèvement
- Comporte le sigle Biohazard : « Matières infectieuses - Classe 6.2 ».
- Fermeture par adhésif : la poche qui comprend les échantillons se ferme de façon permanente ; celle pour les documents, non
- Récupération des échantillons et des documents par une bande prédécoupée se situant en bas du sachet
- Epaisseur de la Poche document : 50 μ
- Epaisseur de la Poche échantillon 80 μ m
- Poche échantillon : 80 μ m
- Dimension du sachet (H x l): 290 x 170 mm
- Dimension de la poche pour les échantillons (H x l): 250 x 165mm
- Dimension de la poche pour les documents (H x l): 210 x 165 mm
- Condition minimum de vente: 1000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration