

Sachets fermeture à glissière, rouge

Réf. SOC-SP1-13



Sachets fermeture à glissière, Rouge;

- Naturels ou de couleur;
- Sachets Minigrip munis d'un système à glissière permettant une fermeture par pression rapide et hermétique;
- Epaisseur: 50 μ ;
- Dimension de la poche pour les échantillons (H x l): 120 x 170 mm;
- Dimension de la poche pour les documents(H): 140 mm;
- Condition minimum de vente: Carton de 1 000 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration