

Sachets hermétiques en saranex, 540 ml

Réf. SOC-STP540



Sachets hermétiques en SARANEX, 540 ml;

- Les sachets Saranex sont utilisés:
 - Pour un stockage longue durée,
 - pour un stockage des échantillons pathologiques ou précieux, par exemple prélèvements de médecine légale;
- Le film Saranex:
 - Est hermétique aux liquides et à l'air,
 - n'absorbe et ne restitue pas les odeurs,
 - n'altère pas la composition de l'échantillon prélevé,
 - possède un pouvoir élastique élevé,
 - est résistant aux chocs et aux déchirements. Elimine le besoin d'un double sac
 - est résistant à la plupart des acides, des bases et liquides de conservation tel que le liquide de Bouin;
- Sachets avec double fermeture à pression, parfaitement hermétique, facile à ouvrir et à refermer
- Dimensions (Larg. x Haut.): 150 x 150 mm
- Conditionnement: Carton de 4 boîtes de 250 pièces;
- Condition minimum de vente: Boîte de 250 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration