

Fiche Technique Glacière porte vaccins SOC-VAC26



La glacière porte vaccin GIO'STYLE est Compacte, très solide avec isolation spéciale en mousse PU haute densité adaptée pour le transport de vaccins.

Elle est livrée avec

- 8 poches de glaces de 0,4l vides adéquates pour maintenir de basses températures pendant 40 heures à 8°C avec une température extérieure de 43°C sans ouverture.
- Bloc et couvercle avec joints étanches pour une meilleure isolation.

Matériau de surface externe: polypropylène

Matériau du corps isolant: mousse de polyuréthane

Matériau de revêtement intérieur: polypropylène

Matériau du couvercle isolant: mousse de polyuréthane

Type de couvercle et fixations: amovible

Le corps et le couvercle sont tous deux dotés de joints pour une meilleure isolation

RCS BOBIGNY 481 441 939 SIRET : 481 441 939 00016 APE 514N



Spécifications techniques SOC-VAC26

- Capacité de stockage de vaccin: 2,6 l.
- Poids à vide sans les poches : 1.8 kg
- Poids à vide avec les poches (vides) : 2.3kg
- Poids charge pleine : 6.5 kg
- Dimensions externes: 28,5 x 25,5 x h 32 cm
- Dimensions internes: 22 x 18 x h 24 cm
- Fabriquée en Italie

RCS BOBIGNY 481 441 939 SIRET : 481 441 939 00016 APE 514N