

## Boîte pour autopsie simple Réf. SOC-20133012



Cette boîte d'autopsie simple est composée de:

- 1 boîte inox 35x15x8 cm
- 1 couteau à cartilage, lame de 8 cm
- 1 couteau à autopsie, lame de 13 cm
- 1 ciseaux à enterotomie, 20 cm
- 1 pince coupante de Liston (simple art), droite 19 cm
- 1 pince dissection a/g 16 cm
- 1 pince dissection s/g 16 cm
- 1 maillet de Collin 20 cm, 500 g – 2 têtes
- 1 rachitome droit, 20 cm
- 1 costotome 20 cm
- 1 scie de Saterlee, 29 cm
- 1 écarteur de Weitlaner, 20 cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration