

## Boîte accouchement simple Réf. SOC-B00002



- \*1 Boîte inox 20x10x3 cm
- \*2 Pinces de Pean, 18 cm
- \*1 Ciseaux mousse courbe, 18 cm
- \*1 Sonde vésicale femme métal
- \*2 Pinces de Kocher droites a/g, 18 cm
- \*1 Aiguille de Reverdin courbe moyenne
- \*1 Clamp ombilical de bar inox
- \*1 Perce membrane, 20 cm
- \*1 Insufflateur de Ribemond sans poire



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration