

## Bassin de lit, forme pantoufle Réf. SOC-GEU-936111



### Bassin de lit :

- Forme pantoufle
- Pour l'hygiène et la toilette des personnes alitées
- Grâce à sa forme « pantoufle », le bassin de lit se glisse facilement sous le patient
- Polypropylène homopolymère blanc
- Autoclave à 90° (20 min)
- Léger : 561 gr
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 28 cm
- Hauteur : 10 cm

Vendu sans couvercle, matériel médical CE



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration