

## Pince à champs de Backhauss

Réf. SOC-GEU-251017



La pince à champs Backhaus convient parfaitement pour fixer les champs en bloc opératoire. Moins souvent la pince est aussi utilisée pour le perçage et le maintien de tissus.

### Détails du produit :

- Petite pince pointue, traumatique
- Avec verrouillage
- En acier médical
- Stérilisation par air chaud, vapeur, gaz et stérilisation centrale



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration