

Armoire avec plateaux, Modèle YC841A

Réf. SOC-TIA-YC841A



- Tous les tiroirs et les plateaux sont totalement extensibles.
- Utilise une lame télescopique à trois sections.
- Volume : cinq grands casiers médicaux ou dix petits casiers médicaux.
- La configuration des tiroirs peut être choisie par le client.
- Dimensions totales : 650mm x 470mm x 890mm.
- Dimensions à l'expédition: 750mm x 570mm x 1040mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration