

Armoire avec plateaux, Modèle YC845A

Réf. SOC-TIA-YC845A



- Volume : 8 grands casiers médicaux ou 16 petits casiers médicaux.
- Tous les tiroirs et les plateaux sont totalement extensibles.
- 3 rangées de tiroirs sont dotées de coulisseaux télescopiques.
- Dimensions globales : 1300mm x 470mm x 740mm.
- Dimensions à l'expédition : 1400mm x 570mm x 890mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N