

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Armoire de chevet,
Modèle YC70J

Armoire de chevet, Modèle YC70J

Réf. SOC-TIA-YC70J



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Surface de table fabriquée en marbre artificiel. Acier de bonne qualité enduit de plastique.
- La structure principale est faite en acier de bonne qualité enduit de plastique.
- Muni de 3 roulettes pivotantes rendant tout déplacement facile.
- Dimensions interne de la partie inférieure : 440mm x 350mm x 420mm.
- Dimensions de la surface de table : 500mm x 390mm.
- Dimensions des différents tiroirs : 396mm x 318mm x 55mm, 396mm x 340mm x 75mm.
- Dispose d'un poignet pour suspendre les serviettes.
- **Matière :**
 - Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
 - Surface de travail: marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- 1er tiroir: tiroir à médicaments doté d'un seul compartiment et de dimensions L 470mm x l 330mm x H 60mm.
- 2ème tiroir: L 470mm x l 330mm x H 85mm.
- Double battants: L 470mm x l 330mm x H 440mm.
- Dimensions internes de la partie inférieure: 440mm x 350mm x 420mm.
- Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : L 500mm x l 390mm x H 701mm.
- Dimensions globales : 546mm x 390mm x 701mm.
- Dimensions d'expédition : 596mm x 440mm x 771mm.
- Poids à l'expédition : 40 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration