

## Armoire de rangement, Modèle YC847A

Réf. SOC-TIA-YC847A



- 2 tiroirs dans la partie supérieure pouvant conserver les objets médicaux de grande taille.
- Dispose de 4 plateaux médicaux de petite taille ou 2 plateaux médicaux de grande taille dans sa partie inférieure.
- Equipé d'un dispositif d'appontage permettant le coulissage des plateaux tant vers l'intérieur que vers l'extérieur en toute sécurité.
- Dimensions globales: 650 mm x 470 mm x 890 mm.
- Dimensions à l'expédition: 750 mm x 570 mm x 1 040 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration