

Berceau YC73J2

Réf. SOC-TIA-YC73J2



- Structure principale faite en acier de laminage à froid enduit de plastique.
- Berceau transparent permettant de surveiller le bébé.
- Le support pour berceau inclinable peut être ajusté manuellement.
- Dimensions totales: 810 mm x 460 mm x 830 mm.
- Dimensions d'expédition: 910 mm x 560 mm x 1 000 mm.
- Poids à l'expédition: 18 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration