

Brancard monobloc, Modèle M760

Réf. SOC-DS-M760



Brancard monobloc complet conforme EN 1865

Il est composé d'une couche fixe articulée en 4 parties, d'un matelas, de 2 jeux de sangles et d'un harnais, d'un jeu de barrières latérales escamotables, d'une barrière de pied et d'un bras support de perfusion télescopique.

Grâce à un astucieux système de vérin, le M760 dispose d'une position intermédiaire en tréteau permettant un **chargement et déchargement aisé des personnes transportées**.

Le M760 dispose de **2 roues pivotantes à l'arrière** (côté pied) et de **2 freins sur les roues** avant. Le M760 se fixe en 3 points sur le plancher de l'ambulance grâce au plateau-fixation E250 équipé d'une tablette de chargement rabattable et de rails de guidage.

Le brancard M760 est conforme 10G EN1865 (n° d'homologation SEP/13-006) s'il est monté avec sa fixation E250 en option (réf : 599000).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques du Brancard monobloc M760:

- Dimensions :
- Longueur : 1920 mm
- Largeur : 570 mm
- Hauteur (replié) : 475 mm
- Hauteur (position haute) : 1015 mm
- Hauteur des roues d'attaque : 56 cm
- Poids : 43 kg
- Charge admissible : 250 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration