

## **Chariot brancard amovible de secours, Modèle BC01J**

**Réf. SOC-TIA-BC01J**



- Fabriqué à partir d'ABS.
- L'extrémité arrière de l'appareil peut être relevée jusqu'à 45°.
- Hauteur modifiable.
- Pourvu d'une potence pour transfusion.
- Les deux côtés peuvent roter jusqu'à 90° afin de protéger le patient.
- Dimensions totales : 1 980 mm x 780 mm x 560 / 870 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration