

Chariot brancard amovible, Modèle YC761

Réf. SOC-TIA-YC761



- Constitué de deux principales parties: le chariot et la civière.
- Structure principale faite d'un alliage d'aluminium.
- Hauteur: 430 - 780 mm.
- L'extrémité de la civière peut être relevée de 0 - 70°.
- Dimensions totales : 2 055 mm x 580 mm x 610 mm.
- Dimensions d'expédition : 2 105 mm x 630 mm x 680 mm.
- Poids à l'expédition: 44 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration