

## Chariot relié, Modèle YC78J

Réf. SOC-TIA-YC78J



- Structure principale fabriquée en aluminium de haute qualité.
- Matériaux de haute résistance en alliage d'aluminium pour augmenter sa fiabilité.
- Deux civières simples facilement coulissable du haut vers le bas et vice-versa.
- A fermeture automatique. C'est un équipement sûr.
- La roue de direction peut facilement être actionnée seulement par une personne.
- Commande centrale de la roue de frein pour la rendre régulière.
- Fonction et Structure provenant toutes deux du modém international.
- Satisfait aux besoins de tous les hôpitaux, empêche les infections. Ce type de civière est approprié pour les salles d'opération.
- Dimensions globales: 3 920 mm x 660 mm x 680 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration