

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

**Chariot multifonctionnel  
pour douche à affusion,  
Modèle YC61J2**

## **Chariot multifonctionnel pour douche à affusion, Modèle YC61J2**

**Réf. SOC-TIA-YC61J2**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Douche formée d'une multitude de jets, issus d'une rampe horizontale, et qui arrosent en gouttes fines le patient en position allongée sur un plan dur; le débit, la pression et la température (entre 3° et 40°C) de l'eau peuvent être réglées de même que la grosseur et la direction de l'eau.
- Convient pour les hôpitaux, les infirmeries et les centres thérapeutiques.
- Capable d'aider les patients à se laver aisément la tête et les pieds.
- Equipé d'un réservoir d'eau chaude, d'un réservoir pour eau sale, d'un bassin, d'un bassin pour pieds, d'un robinet d'eau, de roulettes et d'un tableau de commande en électron.
- Température réglable au choix.
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 30 L.
- Dimension de l'appareil : 880mm x 480mm x 800mm (excepté le manche).
- Le patient peut choisir de maintenir sa taille à moins de 200 mm
- Les deux réservoirs peuvent être nettoyés.
- Dimensions totales : 950mm x 500mm x 845mm
- Dimensions d'expédition s: 1050mm x 600mm x 1015mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration