

## Chariot d'anesthésie, Modèle JDEMZ234-B

Réf. SOC-JDEMZ234B



### Description du Chariot d'anesthésie, Modèle JDEMZ234-B :

Ce modèle de chariot définit une nouvelle norme d'organisation et de fonctionnement avec un modèle d'accessoires spécialisés pour l'industrie des soins de santé. Ce modèle de chariot offre une mobilité stable et accrue, plus de confort et des accessoires variables. En tant que produit innovant, sa conception est basée sur une recherche professionnelle de vente, sur les commentaires des clients et sur les exigences en soins de santé. Pour le confort des patients et des infirmiers, le corps du chariot est de couleurs vives, ce qui le rend plus agréable dans les hôpitaux et cliniques.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Spécificités du Chariot d'anesthésie, Modèle JDEMZ234-B :

### **Matériaux :**

- Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l'abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des cotés pour empêcher les matériaux de tomber.
- Pilier : pilier en alliage d'aluminium avec revêtement de PVDF.
- Panneaux : Les panneaux latérale et arrière sont en composite d'aluminium de haute qualité.
- Tiroirs : Tous les tiroirs sont de conception démontable, facile à nettoyer et à remplacer.  
Tiroir moulé en alliage d'aluminium / Tiroir soudé en plaque d'aluminium.
- Poignée de tiroir moulé en ABS

**Espaces :** Boite de médicament et diviseur ABS pour un stockage simple et pratique. (Pour le tiroir moulé en alliage d'aluminium, la hauteur minimale est de 110mm, d'autres types de tiroirs peuvent être plus bas).

**Roulettes :** Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est de 100mm

**Pare-choc rond :** Situer en dessous du chariot.

**Capacités de chargement :** capacité du tiroir : 50kg, charge globale : 200kg

**Dimension :** L650 x L475 x H970

**Taille après emballages :** L700 x L690 x H1150

**Poids brute (kg) :** 55



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Accessoires standard :

- Table d'extension ;
- Bac à déchets ;
- Diviseur PC transparent ;
- Matière anti-dérapant ;
- Roulettes avec freins ;
- Tiroirs avec fermeture à glissière ;
- Fermeture centralisée.

## Accessoires en option :

- Boîte à aiguille, Panier métallique en acier inoxydable de type #304 ;
- Etagère de défibrillateur ;
- Potence pour intraveineuse en acier inoxydable de type #304 ;
- Carte pour RCP (réanimation cardio-pulmonaire) ;
- Support d'alimentation externe avec prise électrique ;
- Support de réservoir à oxygène ;
- Contenant à fichiers CT ;
- Gobelet pour médicament en ABS, Boîte médical en ABS ;
- Etagère à ventouses ;
- Porte-dossier en ABS ;
- Poignée de poussée ;
- Surface transparente ;
- Roulettes directionnelles ;
- Support pour désinfectant.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration