

## **Chariot anesthésie, Modèle YC04JA**

**Réf. SOC-TIA-YC04JA**



- Approprié au rangement dans le département d'anesthésie.
- La surface de travail est fabriquée de magnifique marbre artificiel, facile à nettoyer et résistante à la corrosion.
- Tiroirs à buts multiples: pourvu d'un système de verrouillage. Avec une partie protectrice au niveau inférieur.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- **Matières:**
  - Structure principale: en acier enduit de plastique roulé à froid.
  - Surface de Travail: surface dure, semblable au marbre.
  - Garde-fou d'épaisseur 35 mm fait d'acier enduit de plastique roulé à froid.
- Tiroir supérieur: tiroir pour médecine avec deux compartiments.
- Dimensions du 1er tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 120 mm.
- Dimensions du 2ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 3ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 150 mm.
- Dimensions du 4ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 200 mm.
- Poignets pour pousser la table: ces poignets sont faits en acier enduit de matière plastique roulé à froid.
- Profondeur x largeur x Hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: (L) 610 mm x (l) 410 mm x (H) 856 mm.
- Dimensions globales: 695 mm x 445 mm x 935 mm.
- Dimensions d'expédition: 795 mm x 545 mm x 1 105 mm.
- Poids D'expédition: 70 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration