

Chariot anesthésie, Modèle YC05J

Réf. SOC-TIA-YC05J



- Conception spéciale pour hôpitaux militaires.
- Composé de deux unités indépendantes et peut être peint avec des couleurs différentes pour s'accorder avec des armées différentes.
- Les garde-fous au-dessus de la table peuvent être retirés de façon optionnelle.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- **Matières:**
 - La surface de travail est en acier enduit de plastique roulé à froid.
 - Surface de Travail: surface dure, semblable au marbre.
 - Les garde-fous sont faits d'acier enduit de plastique roulé à froid.
- Tiroir supérieur: tiroir pour médecine avec deux compartiments.
- Dimensions du 1er tiroir: (L) 609 mm x (l) 385 mm x (H) 140 mm.
- Dimensions du 2ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 385 mm x (H) 140 mm.
- Dimensions du 3ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 385 mm x (H) 140 mm.
- Dimensions du 4ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 385 mm x (H) 200 mm.
- Poignets pour pousser la table: ces poignets sont faits en acier enduit de matière plastique roulé à froid.
- Profondeur x largeur x Hauteur (taille sur la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: (L) 600 mm x (W) 400 mm x (H) 920 mm.
- Dimensions globales: 650 mm x 430 mm x 997 mm.
- Dimensions globales d'expédition: 750 mm x 530 mm x 1 167 mm.
- Poids d'expédition: 53.5 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration