

Chariot anesthésie, Modèle YC10S

Réf. SOC-TIA-YC10S



- 90% des pièces du chariot sont fabriquées d'ABS, facile à déplacer.
- Les tiroirs peuvent conserver différents types de médicaments et de marchandises en fonction des besoins.
- La sûreté est garantie avec la serrure.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Les tailles intérieures ont quatre dimensions, 3u, 6u, 9u et 12u qui peuvent se réunir.
- La table supérieure est faite d'ABS, facile à nettoyer: 746 mm x 526 mm.
- Deux panneaux auxiliaires sous la table agrandissent l'aire de travail.
- Pourvu d'un bac à ordures et d'une corbeille à papiers de chaque côté de l'appareil.
- Matières :
 - L'aluminium et les ABS.
 - Surface de travail: fait en ABS.
- Tiroir supérieur: tiroir pour médicaments avec deux compartiments.
- Dimensions du 1er tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 75 mm.
- Dimension du 2ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 75 mm.
- Dimension du 3ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 75 mm.
- La hauteur du 1er, 2ème et du 3ème tiroir est de 3".
- Dimensions du 4ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 152 mm.
- Dimensions du 5ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 152 mm.
- La hauteur du 4ème et du 5ème tiroir est de 6".
- Dimensions du 6ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 229 mm.
- La hauteur du 6ème tiroir est de 9".
- Poignets pour pousser la table: ces poignets sont faits en acier enduit de matière plastique roulé à froid.
- Profondeur x largeur x hauteur (taille sur la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: (L) 745 mm x (l) 520 mm x (H) 1 050 mm.
- Dimensions globales: 840 mm x 605 mm x 1 066 mm.
- Dimensions globales d'expédition: 940 mm x 705 mm x 1 236 mm.
- Poids d'expédition: 74 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration