

Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J24C

Réf. SOC-TIA-YC40J24C



- Approprié pour les salles d'infirmières.
- Surface de la table en marbre artificiel : facile à nettoyer et anti-rouille.
- Deux tiroirs de 386mm de haut.
- Dimension interne:
 - 247.5mm x 358mm x 80mm.
 - 247.5mm x 358mm x 150mm.
- La partie gauche du chariot pouvant conserver jusqu'à 24 documents.
- Matière :
 - Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
 - Surface de travail: marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- Dimensions totales : 789mm x 460mm x 1020mm.
- Dimensions à l'expédition : 889mm x 560mm x 1190mm.
- Poids à l'expédition : 55 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration