

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

**Chariot de soins,  
Modèle YC30J12**

**Chariot de soins,  
Modèle YC30J12**

**Réf. SOC-TIA-YC30J12**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Fabriqué en acier de haute qualité enduit de plastique.
- Tiroirs transparents.
- Matière:
  - Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid
  - Surface de travail: marbre artificiel de 35 mm d'épaisseur.
- Tiroirs du haut : tiroirs pour médicaments à un seul compartiment.
- Dimensions du tiroir (droit ou gauche):  
(L) 288 mm x (l) 390 mm x (H) 100 mm.
- Poignet construit en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement)  
sans ajouter les accessoires: (L) 872 mm x (l) 535 mm x (H) 895 mm.
- Dimensions totales : 872 mm x 535 mm x 935.5 mm.
- Dimensions d'expédition : 922 mm x 585 mm x 1 005.5 mm.
- Poids à l'expédition: 47 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration