

Chariot de soins, Modèle YC30J4

Réf. SOC-TIA-YC30J4



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- La surface de la table est faite en marbre artificiel, facile à nettoyer, et résistant à la rouille (anti-rouille).
- Amélioré, un plateau peut être ajouté sous le dessus de table pour le rangement.
- Fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Garde-fous faits en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Tiroir du haut: tiroir pour médicaments à un seul compartiment, avec pour dimensions (gauche ou droite): (L) 259 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Poignets faits en aluminium.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 550 mm x (l) 420 mm x (H) 715 mm.
- Dimensions globales : 670 mm x 400 mm x 751 mm.
- Dimensions d'expédition : 720 mm x 490 mm x 821 mm.
- Poids à l'expédition : 41 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration