

S+ cimed

Le matériel médical c'est nous

Chariot de soins,
Modèle YC58S2

Chariot de soins, Modèle YC58S2

Réf. SOC-TIA-YC58S2



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Acier enduit de plastique.
- Dimensions de la table du haut: 475mm x 463mm x 30mm.
- Dimensions du tiroir: 360mm x 312mm x 75mm.
- Dimensions du panier: 445mm x 433mm x 90mm.
- Dimensions du compartiment pour ordures: 337mm x 403mm x 700mm.
- Charpente : acier enduit de plastique roulé à froid.
- Dimensions totales : 1022mm x 540mm x 950mm.
- Dimensions d'expédition : 1072mm x 590mm x 1020mm.
- Poids à l'expédition : 40 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration