

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Chariot pour
médicaments,
Modèle YC54JA

Chariot pour médicaments, Modèle YC54JA

Réf. SOC-TIA-YC54JA



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Adapté en salle d'infirmierie.
- Muni de tiroirs avec clés pouvant être utilisés à des fins multiples.
- Hauteur des tiroirs: 120 mm, 100 mm, 100 mm, 100 mm et 200 mm.
- Matières :
- Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail: marbre artificiel de 35 mm d'épaisseur.
- Barreaux de protection fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Tiroir du haut: tiroir pour médicaments pourvu d'un seul compartiment.
- Dimensions du tiroir gauche: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 120 mm.
- 2ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 100 mm.
- 3ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 100 mm.
- 4ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 100 mm.
- 5ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 200 mm.
- Poignet fabriqué d'acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires :
(L) 607 mm x (l) 412 mm x (H) 865 mm.
- Dimensions totales : 690 mm x 445 mm x 935 mm.
- Dimensions d'expédition : 790 mm x 545 mm x 1 105 mm.
- Poids à l'expédition : 67 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration