

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Chariot pour  
médicaments,  
Modèle YC55S

## Chariot pour médicaments, Modèle YC55S

Réf. SOC-TIA-YC55S



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Réalisé à plus de 90% d'ABS et facile à déplacer.
- Pourvu de deux panneaux de travail auxiliaires dissimulés sous la table de travail, augmentant l'espace de travail.
- Pourvu de six tiroirs avec verrous où peuvent être conservés différents types de médicaments ou autre chose en fonction des besoins.
- Équipé d'un casier et de deux corbeilles de tailles différentes.
- Matières :
- Structure principale: aluminium et ABS.
- Surface de travail: ABS.
- 1er tiroir: tiroir pour médicaments avec deux compartiments, et de dimensions: (L) 586 mm x (l) 386 mm x (H) 75 mm.
- 2ème tiroir: (L) 586 mm x (l) 386 mm x (H) 75 mm.
- 3ème tiroir: (L) 586 mm x (l) 386 mm x (H) 75 mm.
- 4ème tiroir: (L) 586 mm x (l) 386 mm x (H) 75 mm.
- 5ème tiroir: (L) 586 mm x (l) 386 mm x (H) 150 mm.
- 6ème tiroir: (L) 586 mm x (l) 386 mm x (H) 150 mm.
- Poignets à fermeture aimantée faite en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires:  
(L) 795 mm x (l) 595 mm x (H) 905 mm.
- Dimensions totales: 840 mm x 595 mm x 905 mm.
- Dimensions d'expédition : 940 mm x 695 mm x 1 075 mm.
- Poids à l'expédition : 73 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration