

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Chariot pour
médicaments,
Modèle YC55S2

Chariot pour médicaments, Modèle YC55S2

Réf. SOC-TIA-YC55S2



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Surface du chariot possédant des barreaux, empêchant les produits de tomber
- Toutes les boîtes sont verrouillables.
- Tous les tiroirs possèdent des systèmes de fermeture.
- Matières :
 - Structure principale: fabriquée en acier enduit de plastique roulé à froid.
 - Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Garde-fous fait en acier enduit de plastique roulé à froid.
- 1er niveau: tiroir pour médicaments doté d'un seul compartiment et de dimensions : (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- 2ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- 3ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- 4ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- 5ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- 6ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- Poignets à fermeture aimantée fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires :
(L) 732 mm x (l) 510 mm x (H) 1 164 mm.
- Dimensions totales: 820 mm x 615 mm x 1 295 mm.
- Dimensions d'expédition: 920 mm x 715 mm x 1 465 mm.
- Poids à l'expédition: 62 kg.

***Boîtes de PC, 12 pcs ou 6 pcs (différentes tailles). Le plus petit: maximum 48 grilles, 600 mm x 400 mm x 50 mm; Le grand : maximum 12 grilles, 600 mm x 400 mm x 125 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration