

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Chariot pour
médicaments,
Modèle YC58S1

Chariot pour médicaments, Modèle YC58S1

Réf. SOC-TIA-YC58S1



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Structure principale fabriquée en acier. Les autres parties du chariot sont faites en ABS.
- Deux des tiroirs peuvent être divisés en 28 cases utiles au rangement de différents types de médicaments et produits médicaux.
- La hauteur de la partie inférieure du chariot, équivalente à celle de deux tiroirs, est de 280mm.
- Matières :
 - Structure principale :acier enduit de plastique roulé à froid.
 - Surface de travail :ABS.
- Les Garde-fous dans la partie inférieure du chariot sont faits en acier enduit de plastique roulé à froid.
- 1er tiroir :tiroir pour médicaments doté d'un seul compartiment, et de dimensions L 480mm x l 390mm x H 100mm.
- 2ème tiroir: L 480mm x l 390mm x H 100mm.
- 3ème tiroir: L 480mm x l 390mm x H 100mm.
- 4ème tiroir: L 480mm x l 390mm x H 100mm.
- Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : L 621mm x l 450mm x H 906mm.
- Dimensions totales : 622mm x 452mm x 906mm.
- Dimensions d'expédition : 722mm x 552mm x 1076mm.
- Poids à l'expédition : 38 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration