

Chariot d'urgence, Modèle JDEQJ234-D

Réf. SOC-JDEQJ234D



Description du Chariot d'urgence, Modèle JDEQJ234-D :

Ce modèle de chariot définit une nouvelle norme d'organisation et de fonctionnement avec un modèle d'accessoires spécialisés pour l'industrie des soins de santé. Ce modèle de chariot offre une mobilité stable et accrue, plus de confort et des accessoires variables. En tant que produit innovant, sa conception est basée sur une recherche professionnelle de vente, sur les commentaires des clients et sur les exigences en soins de santé. Pour le confort des patients et des infirmiers, le corps du chariot est de couleurs vives, ce qui le rend plus agréable dans les hôpitaux et cliniques.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Spécificités du Chariot d'urgence, Modèle JDEQJ234-D :

Matériaux :

- Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l'abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des cotés pour empêcher les matériaux de tomber.
- Pilier : pilier en alliage d'aluminium avec revêtement de PVDF.
- Panneaux : Les panneaux latérale et arrière sont en composite d'aluminium de haute qualité.
- Tiroirs : Tous les tiroirs sont de conception démontable, facile à nettoyer et à remplacer.
Tiroir moulé en alliage d'aluminium / Tiroir soudé en plaque d'aluminium.
- Poignée de tiroir moulé en ABS

Espaces : Boite de médicament et diviseur ABS pour un stockage simple et pratique. (Pour le tiroir moulé en alliage d'aluminium, la hauteur minimale est de 110mm, d'autres types de tiroirs peuvent être plus bas).

Roulettes : Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est de 100mm

Pare-choc rond : Situer en dessous du chariot.

Capacités de chargement : capacité du tiroir : 50kg, charge globale : 200kg

Dimension : L650 x L475 x H970

Taille après emballages : L700 x L540 x H1150

Poids brute (kg) : 55



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standard :

- Etagère de défibrillateur ;
- Table d'extension ;
- Potence pour intraveineuse en acier inoxydable de type #304 ;
- Carte pour RCP (réanimation cardio-pulmonaire) ;
- Bac à déchets ;
- Support d'alimentation externe avec prise électrique ;
- Support de réservoir à oxygène ;
- Panier métallique en acier inoxydable de type #304 ;
- Diviseur PC transparent ;
- Matière anti-dérapante ;
- Joints de verrou
- Tiroirs à amortisseurs ;
- Roulettes avec freins.

Accessoires en option :

- Boite de stockage des dossiers patient ;
- Gobelet pour médicament ;
- Boite médical ;
- Poignée de poussée ;
- Etagère à ventouses ;
- Porte-dossier ;
- Boite à aiguille ;
- Surface transparente ;
- Roulettes directionnelles ;
- Support pour désinfectant.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration