

Chariot anesthésie, Modèle YC02J18

Réf. SOC-TIA-YC02J18



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Le cadre de ce chariot est fait d'un alliage d'aluminium de haute résistance.
- Bordures en forme arrondie.
- Les boîtes transparentes peuvent être montées au-dessus pour stocker de petits instruments et les objets.
- La surface de la table est anti-bactérienne, anti-corrosive et ignifuge.
- Tiroirs avec différentes tailles équipées pour stocker les différents objets.
- Équipée d'un panier à poubelle de chaque côté.
- Si les poubelles sur le côté sont enlevées, ce chariot pourrait être utilisé pour la livraison de médecine.
- Un support pour écran plat peut être installé sur le chariot à la demande du client.
- Modèle: YC02J18.
- Dimensions globales: 770 x 480 x 1 005 (mm).
- Dimensions d'expédition: 870 x 580 x 1 155 (mm).
- Emballage: Caisse en bois.
- Poids net: 78.5 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration