

Chariot anesthésie, Modèle YC20J

Réf. SOC-TIA-YC20J



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Adéquat pour le rangement dans les salles de réanimations et les salles d'hospitalisation.
- La table du dessus peut coulisser des deux côtés. Une casserole de médecine démontable est placée à l'intérieur; chaque grille a une fente d'étiquette, et 24 de ces grilles ont une taille de 60 mm x 55 mm, et 24 autres avec une taille de 55 mm x 55 mm.
- L'un des niveaux est un grand tiroir avec un système de verrouillage et de dimensions : 512 mm x 360 mm x 120 mm.
- Dimensions des battants dans la partie inférieure de l'appareil : 433 mm x 590 mm.
Poignets situés du côté gauche de l'appareil fabriqués à partir d'ABS avec 25 mm d'épaisseur.
- Matières :
 - Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
 - Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- 1er tiroir : tiroir pour médicaments avec deux compartiments et de dimensions : (L) 590 mm x (l) 385 mm x (H) 120 mm.
- 2eme tiroir: (L) 590 mm x (l) 385 mm x (h) 100 mm.
- Double battants : (L) 590 mm x (l) 385 mm x (h) 360 mm.
- Poignet utilisé pour pousser l'appareil fait en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 632 mm x (l) 422 mm x 877mm.
- Dimensions globales : 700 mm x 445 mm x 880 mm.
- Dimensions d'expédition : 800 mm x 545 mm x 1 050 mm.
- Poids d'expédition : 58 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration