

Chariot anesthésie, Modèle YC20JA

Réf. SOC-TIA-YC20JA



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Convient pour les salles de réanimation et les salles d'infirmierie.
- Surface de la table coulissante des deux côtés.
- Hauteur du second tiroir: 150mm.
- Hauteur du troisième tiroir: 100mm.
- L'espace situé sur la partie inférieure de l'appareil possède une plaque séparatrice déplaçable, pouvant être utilisé pour ranger les instruments d'urgence de différentes tailles.
- Les dimensions de cet espace sont: 500mm x 360mm x 380mm.
- La plus grande hauteur modifiable du pôle IV est de 1700mm.
- Présence à l'arrière du chariot d'un panneau défibrillateur constitué de polymère de dimensions: 560mm x 470mm x 15mm.
- Matières:
 - Fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
 - Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Tiroir du dessus: tiroir possédant deux compartiments pour médicaments.
- Dimensions du tiroir:
Longueur 590mm x Largeur 385mm x Hauteur 120mm.
- 2ème tiroir: Longueur 590mm x Largeur 385mm x Hauteur 100mm.
- Double battants: Longueur 590mm x Largeur 385mm x Hauteur 360mm.
- Poignets fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x Profondeur x Hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: L 632mm x l 422mm x H 822mm.
- Dimensions globales: 725mm x 475mm x 950mm.
- Dimensions d'expédition: 825mm x 575mm x 1 120mm.
- Poids à l'expédition: 63 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration