

## **Chariot anesthésie, Modèle YC21J**

**Réf. SOC-TIA-YC21J**



- Chaque tiroir peut contenir jusqu'à cinq boîtes de médecine amovibles, de dimensions: 60 mm x 50 mm x 60 mm et sélectionnable.
- Chaque tiroir peut contenir quatre boîtes de médecine démontables, et de dimensions: 80 mm x 50 mm x 60 mm, sélectionnable.
- Chaque tiroir peut contenir jusqu'à quatre boîtes de médecine amovibles au choix et de dimensions: 110 mm x 50 mm x 60 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Deux rangées de tiroirs avec pour dimensions: 390 mm x 320 mm x 120 mm.
- Une rangée de tiroir avec pour dimensions: 390 mm x 320 mm x 190 mm.
- Quatre tiroirs qui peuvent être retournés, avec pour dimensions: 360 mm x 120 mm x 140 mm
- Deux casiers de dimensions: 360 mm x 120 mm x 60 mm.
- Une corbeille à ordures de dimensions: 360 mm x 120 mm x 280 mm.
- Surface de travail: 500 mm x 500 mm.
- Deux paniers auxiliaires amovibles en forme d'éventail et de dimensions: 400 mm x 400 mm / 2.
- Trois étagères de dimensions: 380 mm x 90 mm x 180 mm (au choix) à l'arrière de l'appareil.
- Matières :
  - Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
  - Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 950 mm.
- Dimensions globales: 830 mm x 582 mm x 1 015 mm.
- Dimensions d'expédition: 930 mm x 682 mm x 1 185 mm.
- Poids d'expédition : 85 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration