

## **Chariot anesthésie, Modèle YC22J**

**Réf. SOC-TIA-YC22J**



- Dix boîtes transparentes dans la partie supérieure du chariot pouvant convenablement conserver les médicaments et les petits appareils médicaux.
- Cinq tiroirs servant à conserver différents types de produits ou autres, ceci en fonction des différents besoins.
- Les boîtes du côté gauche et les tiroirs latéraux de l'appareil augmentent largement l'espace de conservation des produits.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- L'espace compris dans la partie droite de l'appareil peut conserver \*\*\*trachea spile and phlegmabsorber\*\*\* de différentes tailles.
- Matières :
  - Structure principale : acier enduit de plastique roulé à froid.
  - Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- 1er tiroir : tiroir pour médicaments muni d'un compartiment et avec pour dimensions: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 74 mm.
- 2ème tiroir: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 78 mm.
- 3ème tiroir: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 78 mm.
- 4ème tiroir: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 150 mm.
- 5ème tiroir: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 226 mm.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 935 mm x (l) 560 mm x (H) 945 mm.
- Dimensions globales : 1 000 mm x 570 mm x 1 490 mm.
- Dimensions d'expédition : 1 100 mm x 670 mm x 1 660 mm.
- Poids à l'expédition : 99 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration