

Sacs à déchets pour destruction en autoclave, 3 L

Réf. SOC-SA250HT



Sacs à déchets pour destruction en autoclave, 3 litres;

- Résistance hautes températures 134°C / 20 minutes
- Avec attaches prédécoupées;
- Sacs autoclave en polypropylène pour la destruction des milieux de culture, boîtes de Pétri,
- Dimensions (Larg. x Haut.): 400 x 250 mm);
- Epaisseur: 40µm;
- Condition minimum de vente: paquet de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration