

Sacs à déchets pour destruction en autoclave, 32 L

Réf. SOC-SA550



Sacs à déchets pour destruction en autoclave, 32 litres;

- Résistance hautes températures 121°C / 30 minutes
- Avec attaches prédécoupées;
- Sacs autoclave en polypropylène pour la destruction des milieux de culture, boîtes de Pétri,
- Dimensions (Larg. x Haut.): 800 x 550 mm);
- Epaisseur: 60µm;
- Condition minimum de vente: paquet de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration