

Sacs à déchets avec bande auto-adhésive, 3 L

Réf. SOC-SPP3L



Sacs à déchets avec bande auto-adhésive, 3 litres;

- Sacs à déchets en polyéthylène blanc;
- Fixation par une bande adhésive permettant de placer ces sacs dans les endroits les plus utiles et judicieux : salles de prélèvements, bord de paillasse, plans de travail, chevet du malade et de les sceller avec leur contenu.
- Lorsque le sachet est décollé, la bande adhésive ne laisse aucune trace sur le support;
- Dimensions de la poche (Larg. x Long): 215 x 270 (mm);
- Epaisseur: 50 µm;
- Conditionnement: carton de 10 paquets de 200 pièces;
- Condition minimum de vente: paquet de 200 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration