

**Escabeau ou marchepied médical, 2 marches, couleur noir**

**Réf. SOC-SOC-GEU-811802**



Ce **Marchepied médical a deux marches** est recommandé par socimed tant pour les particuliers que pour les professionnels de la santé. La sécurité pour les personnes à mobilité réduite ou nécessitant un appui est assurée par des supports en acier inoxydable et des marches recouvertes de matière plastique antidérapante.

Cet **escabeau-marchepied médical deux marches** proposé par socimed supporte jusqu'à 150 kilos de poids. La hauteur minimale et la hauteur maximale des deux marches sont réduites au strict nécessaire afin de solliciter le minimum d'effort et de procurer le maximum de confort pour son utilisateur. Dans le cas d'une intervention d'urgence où l'on doit apporter un escabeau, ce marchepied de SOCIMED facilitera les tâches des intervenants grâce à son faible poids et son rangement facile. L'égalité des largeurs des 2 marches assure un équilibre parfait dès qu'on pose les pieds sur les marches.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques techniques

- Hauteur min de l'escabeau : 16,5 cm
- Hauteur max de l'escabeau : 36 cm
- Longueur : 45 cm
- Largeur d'une marche : 24,5 cm
- Escabeau médical Construit en tube d'Acier Inoxydable.
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante.
- 2 marches.
- Charge maximum : 150 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration