

Chaise de prélèvement avec accoudoir ajustable, AD-336 Réf. SOC-AD336



Spécifications techniques de la chaise de prélèvement avec accoudoir ajustable

- Les cadres sont faits à partir d'une plaque en acier chromé de 25 x 1,2 mm.
- Le dessus est fait d'un MDF de 18 mm couvert par une éponge ainsi qu'un cuir non déformable.
- Les accoudoirs sont rembourrés et ajustables, ce qui permet de positionner mécaniquement la chaise à un niveau désiré.
- La partie principale de la chaise peut être fixée.
- Lors de son ajustement, la chaise peut s'arrêter à différents niveaux par un mécanisme de pompe.
- La partie arrière est divisée en deux pièces et la partie supérieure est ajustable.
- Le genou est surélevé selon le mouvement du dossier.
- La couleur est optionnelle.
- La chaise est enduite de poudre époxy.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration