

Fauteuil roulant GCW1902C-46

Réf. SOC-GCW1902C-46



- Dimensions : 80 x 28 x 91
- Largeur d'assise : 46 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Largeur hors tout : 65 cm
- Largeur fauteuil plié : 28 cm
- Longueur hors tout : 111 cm
- Hauteur hors tout : 90 cm
- Longueur d'assise : 40 cm
- Longueur du dossier : 45 cm
- Poids : 22 kg
- Poids maxi utilisateur : 100 kg
- Diamètre petite roue : 20 cm
- Diamètre grande roue : 61 cm
- Conteneur de 20' FCL : 132 pièces
- Conteneur de 40' FCL : 268 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration