

Fauteuil roulant GCW1954LGC-46

Réf. SOC-GCW1954LGC-46



- Largeur hors tout : 68 cm
- Largeur fauteuil plié : 38 cm
- Largeur d'assise : 46 cm
- Diamètre grande roue : 61 cm
- Diamètre petite roue : 20 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Hauteur hors tout : 127 cm
- Longueur hors tout : 128 cm
- Hauteur d'assise : 40 cm
- Hauteur du dossier : 84 cm
- Poids maxi utilisateur : 100 kg
- Dimensions : 95 x 38 x 93
- Poids : 19 kg
- Conteneur de 20' FCL : 94 pièces
- Conteneur de 40' FCL : 188 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration