

## LIT MOBILE RELEVÉ/SEMI RELEVÉ AVEC PANNEAUX DE TÊTE DE LIT EN ABS, MODELE B-12

Réf. SOC-PK-1537



### Description du Lit mobile relevé / semi-relevé avec panneaux de tête de lit en ABS

Le lit d'hospitalisation mobile relevé/ semi relevé avec panneaux de tête de lit en ABS est spécialement conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, les maisons de retraite, et dans le cadre de soins à domicile.

Fait à base d'acier au carbone galvanisé, ce lit d'hospitalisation vendu chez **SOCIMED** est à escamotable et possède un système de blocage des roues.

Le lit d'hospitalisation modèle **B-12** est médical et comporte trois sections avec des garde-fous latéraux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## **Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en ABS, Modèle B-12**

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et panneaux de tête de lit démontables en plastique avec technologie ABS,
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier :  $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$ , (2) Repose genou :  $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
- Dispositif de protection aux quatre coins, avec emplacements pour tige à sérum.
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec freins individuels.
- Accessoires : table à manger pliable.
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration