

**Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en acier inoxydable,  
Modèle B-28**

Réf. **SOC-PK-1546**



**Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en acier inoxydable, Modèle B-28**

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec panneaux de tête de lit démontables en acier inoxydable ;
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier :  $0-70^{\circ}\pm 2^{\circ}$  (2) Repose jambes :  $0-35^{\circ}\pm 2^{\circ}$  ;
- Roulettes de 125 mm de diamètre avec freins ;
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.

**Données techniques :**

- Dimensions : 2030 mm (L) x 900 mm (l) x 500 mm (H) ;
- Taille de l'emballage : 2070 x 940 x 305 mm (2 pièces par carton).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration