

Cupule à bec, Diam. 80 mm, 165 ml

Réf. SOC-GEU-251038



Permet le transport ou le stockage des instruments ou de liquide dans une cupule inox. Le bec sert à verser le liquide proprement.

Cupules avec bec en métal inox pour la stérilisation et le transport en plusieurs dimensions.

Stérilisation oui : chaleur sèche.

Nettoyage oui : à l'eau savonneuse ou détergent à la main ou en machine.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration