

Table examen gynécologique, Modèle EVE-S105B

Réf. SOC-EVE-S105B



La table d'examen Gynécologique, Modèle EVE-S105B est une table moderne, agréable. Elle est idéale pour les examens ou les opérations gynécologiques, obstétricaux, et pour les examens d'échographie. Toutes les parties de cette table gynécologique (Section tête, dos et siège) sont intégrées sur un châssis en forme d'arc. Tous les mouvements dont le Trendelenburg et anti-Trendelenburg sont contrôlés par moteur électrique ce qui permet d'obtenir facilement la position la plus confortable. Le support des jambes peut être réglé dans tous les sens, réglable en hauteur et peut être verrouillé. La Position en forme de chaise basse, permet aux patients de s'installer facilement. Support des bras réglable haut / bas. Bassin à écoulements sous la chaise. Commande manuelle ou pédale de commande disponible.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Dimension de La Table d'examen Gynécologique: 1 450 mm (longueur de projection), largeur 520 mm
- Hauteur Min. & Max de la table: 420 mm ~ 1 070 mm
- Trendelenburg : $\geq 30^\circ$, Anti Trendelenburg : $\geq 10^\circ$
- Distance de glissement de table auxiliaire: 360 mm
- Alimentation: AC 220V / 50HZ
- Accessoires standard de La Table d'examen Gynécologique:
 - Porte-Jambe ou porte-pied : 1 paire,
 - Clamp: 1 paire
 - Bassine 1 pièce
 - Pédale 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration