

## Table (divan) examen bleu

**Réf. SOC-GEU-812671**



Table (Divan) d'examen bleu.

- Tube carré époxy gris démontable,
- Tête réglable,
- Livré avec porte rouleau,
- Sellerie ignifugée,
- L x l x h: 1800 x 600 x 820 (mm).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N